




K
O
N
T
R
O
L
Y



PŘÍSLUŠENSTVÍ

INVESTICE



S
E
R
V
I
S

⋮ [KATALOG
přístrojové techniky

Pacientské monitory

CONTEC CMS7000

- přehledný 12,1" barevný LCD displej
- menu v českém jazyce
- zobrazení velkých čísel na displeji
- alarmy: technické, 71 fyziologických a 60 arytmií
- monitorování pacientů všech věkových kategorií
- záznam 480 hodin trendů a 2400 měření NIBP
- Oxy-CRG (oxy-cardiorespirography) pro sledování respira-
ce a oběhu neonatálních pacientů
- akumulátor na 2h provozu při převozu pacienta
- možnost upevnění na zeď nebo pojízdný stojan
- rozměry: 310x140x263(mm)
- hmotnost: 3,8kg



CONTEC™

základní parametry:

3/5 svodů EKG, respirace, NIBP, digitální SpO₂, 2x teplota, baterie

volitelné parametry:

12svodové EKG, 2-IBP, EtCO₂, (sidestream, mainstream), **dotykový displej**,
vestavěná tiskárna, VGA výstup, extra baterie, pojízdný stojan a držák na stěnu

UTECH VS2000

- přehledný 7" barevný TFT displej
- menu v českém jazyce
- kompaktní a jednoduše přenosný
- zobrazení až 3 křivek
- zobrazení velkých čísel na displeji
- světelné a zvukové alarmy se záznamem
- SpO₂ senzory Nellcor
- zpětné zobrazení grafických a tabulkových trendů
- monitorování pacientů všech věkových kategorií
- Rozměry 300x180x129mm, váha 2kg

Volitelná konfigurace:

- **SpO₂ (Nellcor)**
- **NIBP**
- **SpO₂+NIBP**
- **SpO₂+EKG**
- **EKG+NIBP**
- **SpO₂+NIBP+EKG/Resp**



TechMedical

- **SpO₂+NIBP+EKGResp+Teplota**
- **SpO₂+NIBP+EKG/Resp+Teplota+ CO₂**

Pacientské monitory

GOLDWAY G40

- přehledný 12,1" barevný TFT displej
- zobrazení až 8 křivek
- zobrazení velkých čísel na displeji
- světelné a zvukové alarmy
- analýza arytmii a S-T segmentu
- menu v českém jazyce
- obousměrná komunikace s centrálou (LAN)
- možnost monitorování pacientů všech věkových kategorií
- Oxy-CRG (oxy-cardiorespirography) pro sledování respirace a oběhu neonatálních pacientů
- 120 hodin grafických a tabulkových trendů u všech parametrů
- VGA výstup na externí monitor
- záložní akumulátor



A Philips Healthcare Company

základní parametry:

3/5 svodé EKG, respirace, NIBP, Philips SpO₂, 2x teplota, tepová frekvence

volitelné parametry:

2-IBP, EtCO₂, tiskárna

GOLDWAY G30

- přehledný 10,4" barevný TFT displej
- zobrazení až 8 křivek
- zobrazení velkých čísel na displeji
- světelné a zvukové alarmy
- analýza arytmii a S-T segmentu
- menu v českém jazyce
- obousměrná komunikace s centrálou (LAN)
- možnost monitorování pacientů všech věkových kategorií
- Oxy-CRG (oxy-cardiorespirography) pro sledování respirace a oběhu neonatálních pacientů
- 120 hodin grafických a tabulkových trendů u všech parametrů
- VGA výstup na externí monitor
- záložní akumulátor



A Philips Healthcare Company

základní parametry:

3/5 svodé EKG, respirace, NIBP, Philips SpO₂, 2x teplota, tepová frekvence

volitelné parametry:

2-IBP, EtCO₂, tiskárna

Centrální monitorovací stanice

GOLDWAY UT 4800

- možnost připojení až 64 patientských monitorů
- barevný TFT display 17" s možností duálních displejů
- jeden displej může zobrazit informace o max. 32 monitorech
- zobrazení křivek nebo numerických hodnot dle výběru lékaře
- možnost zmrazení křivek
- optické a akustické alarmy ze všech připojených monitorů
- možnost ovládání monitorů z centrály
- komunikace pomocí Ethernetu nebo RS 232
- možnost zobrazení „Bed-to-bed“
- tisk křivek a parametrů na laserovou tiskárnu
- propojení a komunikace s monitory bezdrátovou sítí
- možnost ovládání monitorů z centrály
- menu v českém jazyce



A Philips Healthcare Company




G40



UT6000A



G30



centrální monitorovací stanice

Pulzní oxymetry

BCI SPECTRO₂ 1010

- základní model
- monitorace parametrů SpO₂ a tepové frekvence
- velký LED displej, který je snadno čitelný i z velkého úhlu
- bargraf pulzace
- snadno ovladatelný – obsluha pouze On / Off
- velice odolný kryt
- bateriové napájení
- kompatibilní se všemi senzory BCI™ a Nellcor™
- hmotnost: 340 g



dodáváno v sestavě:

přístroj, 4x AA baterie, sonda prstová, uživatelský manuál

volitelné příslušenství:

dokovací stanice, ochranné gumové pouzdro, dobíjecí lithiový akumulátor, síťový zdroj, USB kabel, kompletní řada sond SpO₂, tiskárna



BCI SPECTRO₂ 1020

- monitorace parametrů SpO₂ a tepové frekvence
- **digitální autokorelace pro potlačení pohybových artefaktů**
- **monitorace i při nízké krevní perfuzi**
- velký LED displej, který je snadno čitelný i z velkého úhlu
- bargraf pulzace
- snadno ovladatelný – obsluha pouze On / Off
- tři operační režimy – klinický, spánkový a domácí užití
- velice odolný kryt
- kompatibilní se všemi senzory BCI™ a Nellcor™
- bateriové napájení
- hmotnost: 340 g



dodáváno v sestavě:

přístroj, 4x AA baterie, sonda prstová, uživatelský manuál

volitelné příslušenství:

dokovací stanice, ochranné gumové pouzdro, dobíjecí lithiový akumulátor, síťový zdroj, USB kabel, tiskárna, kompletní řada sond SpO₂



Pulzní oxymetry

BCI SPECTRO₂ 1030

- monitorace parametrů SpO₂ a tepové frekvence
- **digitální autokorelace pro potlačení pohybových artefaktů a monitorace při nízké krevní perfuzi**
- velký LED displej, který je snadno čitelný i z velkého úhlu
- bargraf pulzace
- snadno ovladatelný
- **vizuální a zvukový alarm**
- tři operační režimy – klinický, spánkový a domácí užití
- velice odolný kryt
- kompatibilní se všemi senzory BCI™ a Nellcor™
- bateriové napájení
- hmotnost: 340 g

dodáváno v sestavě:

přístroj, 4x AA baterie, sonda prstová, uživatelský manuál

volitelné příslušenství:

dokovací stanice, ochranné gumové pouzdro, dobíjecí lithiový akumulátor, síťový zdroj, USB kabel,



BCI 3304—lůžkový pulzní oxymetr

- monitorace parametrů SpO₂ a tepové frekvence
- alarmy
- vynikající čitelnost LED displeje
- **digitální autokorelace pro potlačení pohybových artefaktů a monitorace při nízké krevní perfuzi**
- zvukový doprovod u tepové frekvence
- nastavení ostrosti displeje
- bargraf pulzace
- síťové nebo bateriové napájení
- sklopný držák pro přenos a zachycení na rám postele
- hmotnost: 850 g



dodáváno v sestavě:

přístroj, sonda prstová, SpO₂ prodlužovací kabel, síťový zdroj, uživatelský manuál

volitelné příslušenství:

kompletní řada sond SpO₂



Pulzní oxymetry

UTECH UT100

- monitorace parametrů SpO_2 a tepové frekvence
- barevný LCD displej s rotací
- menu v českém jazyce
- monitorování pacientů všech věkových kategorií
- zvukový a světelný alarm
- velká kapacita paměti pro naměřené hodnoty
- kompatibilní se senzory Nellcor
- provoz 4x AA baterie (20h nepřetržitého provozu)
- automatické vypnutí přístroje

dodáváno v sestavě:

přístroj, sonda prstová, uživatelský manuál

volitelné příslušenství:

ochranné silikonové pouzdro/stojánek, brašna pro uskladnění či přenášení, AC adapter, software pro přenos a analýzu dat



MINDRAY PM-60

- monitorace parametrů SpO_2 a tepové frekvence
- barevný 2,4" displej s vysokým rozlišením
- výběr ze dvou nastavitelných režimů (okamžitá kontrola a nepřetržitě monitorování)
- **zvukový a světelný alarm**
- **dokovací stanice, dobíjecí akumulátor**
- výdrž baterie až 24 hodin nepřetržitého měření na jedno nabití
- přenos dat do počítače pomocí infračerveného připojení
- menu v českém jazyce
- hmotnost: 300 g

dodáváno v sestavě:

přístroj, sonda prstová, lithiová baterie, dokovací stanice, ochranné gumové pouzdro, uživatelský manuál

volitelné příslušenství:

kompletní řada sond SpO_2



Pulzní oxymetry — prstové

MD300 OLED

- monitorace parametrů SpO_2 a tepové frekvence
- jasný OLED barevný displej
- možnost zobrazení pletysmografické křivky ve 2 formátech
- jednoduché a pohodlné ovládání 1 tlačítkem
- kompaktní velikost a nízká váha
- dlouhá životnost baterií
- nastavitelnost ostrosti displeje (10 úrovní)



dodáváno v sestavě: přístroj, 2x AA baterie, ochranné látkové pouzdro, uživatelský manuál

CHOICEMMED
providing a better life

PC-60D

- monitorace parametrů SpO_2 a tepové frekvence
- velmi dobře čitelný displej s jemným podsvícením
- automatickým vizuální a akustický alarm při překročení normálních hodnot
- možnost zobrazení pletysmografické křivky ve 2 formátech
- jednoduché a pohodlné ovládání 1 tlačítkem
- vhodný pro průměr prstu 8-16 mm
- kompaktní velikost a nízká váha
- funkce automatického zapínání a vypínání
- zobrazení stavu baterie
- provoz 30h na 2ks AAA baterie



dodáváno v sestavě:

2x lithiová baterie, nabíječka s kabelem, cestovní sáček pro bezpečné uložení, poutko na ruku, manuál v českém jazyce

Pulzní oxymetry — prstové

CMS50E

- monitorování parametrů SpO_2 a tepové frekvence
- zobrazení plethysmografické křivky
- jasný barevný OLED displej
- **audiovizuální alarmy - nastavitelné hodnoty**
- **zvukový signál tepové frekvence**
- **automatické ukládání naměřených hodnot SpO_2 a PR**
- **možnost přenosu uložených dat do PC**
- jednoduché a pohodlné ovládání jedním tlačítkem
- provoz na dobíjecí lithiovou baterii
- nabíjení přes USB konektor
- zobrazení stavu baterie
- rozměry: 57x32x30mm
- hmotnost: 50g(včetně baterie)



CONTEC™

dodáváno v sestavě: přístroj, dobíjecí baterie, USB nabíječka, SW pro ukládání dat, manuál

CMS50D

- monitorování parametrů SpO_2 a tepové frekvence
- zobrazení plethysmografické křivky
- jasný barevný OLED displej
- kompaktní velikost a nízká váha
- dlouhá životnost baterií
- jednoduché a pohodlné ovládání jedním tlačítkem
- nastavitelnost ostroty displeje (10 úrovní)



dodáváno v sestavě: přístroj, 2x AA baterie, ochranné látkové pouzdro, uživatelský manuál

CONTEC™

NIBP monitory

BCI 6004

- monitorace neinvazivního krevního tlaku (NIBP)
- možnost rozšíření o SpO_2
- automatický a manuální režim
- alarmy
- trendy
- vynikající čitelnost LED displeje
- nastavení ostroty displeje
- síťové nebo bateriové napájení
- sklopný držák pro přenos a zachycení na rám postele
- hmotnost: 1,6 kg

dodáváno v sestavě:

přístroj, NIBP manžeta, NIBP prodlužovací hadice, síťový zdroj, uživatelský manuál

volitelné příslušenství:

kompletní řada NIBP manžet



CONTEC ABPM50

- monitorace neinvazivního krevního tlaku
- barevný 2,4" TFT displej s vysokým rozlišením pro snadné čtení
- přenos dat do PC přes USB kabel
- přehledný software pro čtení naměřených hodnot
- nastavení typu pacienta: dospělý, dětský a neonatální
- provoz na 2 AA baterie
- indikátor stavu baterie
- zvolení jednotek měření mmHg/KPA
- měření systolického, diastolického a středního tlaku



dodáváno v sestavě:

přístroj, NIBP manžeta, NIBP prodlužovací hadice, brašna, uživatelský manuál

CONTEC™

Kapnografie

BCI 8400

- kvalitní přenosný kapnograf
- jednakanálový monitor EtCO₂
- CO₂ v mmHg, kPa nebo v procentech
- monitorace parametrů EtCO₂, inCO₂ a počet dechů/min.
- možnost rozšíření o SpO₂ + tepovou frekvenci
- LCD podsvícený displej s nastavením ostrosti displeje
- zobrazení křivky CO₂
- zobrazení trendů
- kompenzace N₂O
- uživatelsky nastavitelné alarmy, hlasitost, trendy, křivky, jednotky
- gumový kryt
- síťové a bateriové napájení (až 6 hodin provozu na baterii)
- hmotnost: 630 g

dodáváno v sestavě:

přístroj, 10x set, síťový zdroj, ochranné gumové pouzdro, uživatelský manuál

volitelné příslušenství:

akumulátor + dobíjecí stanice, kompletní řada sond SpO₂



Capno-T

- monitorování par. EtCO₂/CO₂ a dechové frekvence
- 1,5" barevný TFT displej
- křivka CO₂, audiovizuální alarmy
- zobrazení hodnot v KPA, mmHg nebo v %
- záznam a uchování trendů(24h)
- rozsah EtCO₂/CO₂: 0-150mmHg
- rozsah respirace za minutu: 3-150
- přesné měření během 15s
- USB port pro ukládání dat
- bat. napájení (nabíjecí lithiová baterie)
- indikátor stavu baterie
- rozměry 55x44x44mm
- hmotnost: 80g

dodáváno v sestavě:

přístroj, lithiová baterie, poutko, kabel na dobíjení, CO₂ adaptér

volitelné příslušenství:

software pro ukládání dat



Elektrokardiografy

EDAN SE-1200 Express

- dvanáctikanálový elektrokardiograf
- dotykový LCD displej s vysokým rozlišením
- záznamový papír : tisk na A4 formát papíru
- alfanumerická klávesnice
- interpretace EKG, HRV analýza
- detekce pacemakeru
- snadná obsluha, menu v českém jazyce
- možnost připojení k PC (software EKG Smart Viewer, přenos pomocí LAN nebo USB)
- možnost zadávání dat pacientů do EKG (jméno, hmotnost, výška, pohlaví...)
- síťový a bateriový provoz (Li-ion baterie)
- paměť EKG na 200 záznamů
- napájení : AC (240V, 50Hz), DC (baterie Li-ion 14,8V - 300 výtisků EKG)
- hmotnost: 8 kg (včetně baterie)



dodáváno v sestavě:

přístroj, EKG kabel, hrudní elektrody, končetinové elektrody, akumulátor, termocitlivý papír, napájecí kabel, uživatelský manuál



EDAN SE-1201

- dvanáctikanálový elektrokardiograf
- 7" barevný LCD displej s dotykovou obrazovkou
- digitální filtrace
- alfanumerická klávesnice
- automatický, manuální, rytmický a RR modus
- plnohodnotná alfanumerická klávesnice
- tisk na 210 mm široký EKG papír (skládáný)
- filtry: automatický, síťový
- automatická detekce kardiostimulátoru
- automatická interpretace křivky u dětí a dospělých
- doba provozu na baterie (Li-ion baterie) – 200 záznamů
- možnost archivace dat na USB disk nebo SD kartu
- možnost propojení s PC
- hmotnost: 3 kg (včetně baterie)



dodáváno v sestavě:

přístroj, EKG kabel, hrudní elektrody, končetinové elektrody, akumulátor, termocitlivý papír, napájecí kabel, uživatelský manuál

Elektrokardiografy

EDAN SE-601C

- šestikanálový elektrokardiograf
- LCD displej 5,7" s vysokým rozlišením
- digitální filtrace
- automatický a manuální režim
- interpretace EKG, HRV analýza
- plnohodnotná alfanumerická klávesnice
- snadná obsluha, menu v českém jazyce
- tisk na 210 mm široký EKG papír (skládavý)
- přenos dat do PC a následné zpracování
- vnitřní paměť pro 200 záznamů, prohlížení záznamů
- síťový a bateriový provoz (Li-ion baterie)
- rozhraní RS-232, USB, Ethernetový výstup
- hmotnost: 3 kg (včetně baterie)




dodáváno v sestavě:

přístroj, EKG kabel, hrudní elektrody, končetinové elektrody, akumulátor, termocitlivý papír, napájecí kabel, uživatelský manuál

EDAN SE-1515

- 3/6/12-svodové EKG
- EKG křivky lze zmrazit a opětovně prohlížet
- perfektní správa dat a funkce zpracování
- velká kapacita paměti
- dostupnost automatického měření a diagnózy
- napájení z USB portu
- reporty lze tisknout ve formátu PDF, Word nebo JPG
- rozměry 148 x 100 x 40 mm
- hmotnost 200g



dodáváno v sestavě:

přístroj, komunikační USB kabel, EKG kabel patientský, hrudní a končetinové elektrody, instalační CD



Automatický externí defibrilátor (AED)

AED A10



- automatický bifázický externí defibrilátor
- snadná obsluha
- hlasové povely v českém jazyce
- lehce přenosný
- automatický selftest
- nabíjení: max. 15 sekund
- analýza: 8 - 13 sekund
- energie 50-200J
- ukládání dat na SD kartu
- záruka na přístroj 5let




dodáváno v sestavě:

přístroj, jednorázové defibrilační elektrody, ochranné pouzdro uživatelský manuál



Infuzní ohřívač

SINO SN-10



- snadná obsluha, vysoká kvalita
- Snadné uchycení na tyč
- přesné udržování nastavené teploty
- bezpečný díky alarmům
- dva nezávislé teplotní senzory
- rozmezí teplot: 35-42°C
- hmotnost: 0,25kg

dodáváno v sestavě:

držák pro uchycení na tyč, poutko pro zavěšení, napájecí adaptér, manuál



Infuzní technika

Inj. dávkovač Hedy s7 pro

- intuitivní ovládání a rychlá odezva
- vysoké rozlišení 3,5" TFT dotykové barevné obrazovky režimy nastavení
- dávkování (rychlostní, rychlost a čas, objem a čas)
- kalibrace na jakýkoliv typ stříkačky
- editovatelná knihovna léků
- možnost nahlédnutí do historie dávkování, alarmů a událostí
- paměť na poslední konfiguraci
- možnost pohotovostního režimu
- nastavení citlivosti okluze pro nežádoucí bezdůvodně vyvolané alarmy
- automatické přepínání denního a nočního režimu
- dávkování kontroluje 9 případných alarmů
- nastavitelné automatické uzamknutí displeje a klávesnice zabrání neoprávněné manipulaci
- umístění do dokovacích stanic, držák na tyč, držák pro snadný transport



Inf. pumpa Hedy s7 pro


- intuitivní ovládání a rychlá odezva
- vysoké rozlišení 3,5" TFT dotykové barevné obrazovky režimy nastavení
- dávkování (rychlostní, rychlost a čas, objem a čas)
- kalibrace na jakýkoliv typ setu
- editovatelná knihovna léků
- možnost nahlédnutí do historie dávkování, alarmů a událostí
- paměť na poslední konfiguraci
- možnost pohotovostního režimu
- nastavitelný kumulativní alarm vzduchových bublin
- automatické přepínání denního a nočního režimu
- dávkování kontroluje 9 případných alarmů
- 2 senzory dolní a horní okluze - zjistí i případné neodjistění tlačky IV setu i bez detektoru kapek
- nastavitelné automatické uzamknutí displeje a klávesnice zabrání neoprávněné manipulaci
- umístění do dokovacích stanic, držák na tyč, držák pro snadný transport



Hedy HDIS 50 basic

Dokovací věž

- na věž lze připojit až 3 dokovací boxy
- přístroje lze vyjmout bez ohledu na pozici
- napájení celé věže zajištěno jedním kabelem (boxy jsou elektricky spojeny)
- věž je osazena kolečky pro snadnou mobilitu



Dokovací box

- dokovací box pojme kombinaci tří přístrojů
- libovolné vyjmutí pump bez ohledu na pozici
- obsazenou dokovací kabinu lze pohodlně a bezpečně přenášet
- box je napájený jedním kabelem

Varianty instalace

Uchycení na tyč

- kvalitní a spolehlivý držák pro uchycení na tyč, velice jednoduchá instalace a následná manipulace



Transportní držák

- snadné přenášení pomocí instalovaného madla z vrchu přístroje a případné připojení dalších dvou dávkovačů nebo pump
- napájení lze řešit pomocí jednoho kabelu do sítě, který je na druhém konci roztržen



Injekční dávkovače

SINO SN-50C6

- jednonábový injekční dávkovač
- snadná obsluha, vysoká kvalita
- **snadná uživatelská kalibrace na jakýkoliv typ stříkačky**
- velikost stříkaček 10, 20, 30 a 50 ml
- automatická detekce velikosti stříkačky
- zvukový a optický alarm
- automatické uvolnění tlaku při alarmu okluze
- možnost nastavení tlaku okluze
- zobrazení dodané a celkové infuze
- automatický bolus, KV
- rozhraní RS 232
- síťové a bateriové napájení, výdrž až 6 hodin na baterii
- možnost upevnění na stojan
- hmotnost: 2,25 kg



SINO SN-50F6

- dvoukanálový injekční dávkovač
- snadná obsluha, vysoká kvalita
- každý kanál s odlišným dávkováním
- možnost použití pouze jednoho kanálu
- **snadná uživatelská kalibrace na jakýkoliv typ stříkačky**
- velikost stříkaček 10, 20, 30 a 50 ml
- automatická detekce velikosti stříkačky
- zvukový a optický alarm
- automatické uvolnění tlaku při alarmu okluze
- možnost nastavení tlaku okluze
- zobrazení dodané a celkové infuze
- automatický bolus, KVO
- rozhraní RS 232
- síťové a bateriové napájení, výdrž až 6 hodin na baterii
- možnost upevnění na stojan
- hmotnost: 3,45 kg



Infuzní pumpy

SINO SN-1500H

- snadná obsluha, vysoká kvalita
- **dvouprocesorový systém zaručující maximální bezpečnost dávkování**
- funkce „chytré“ kompenzování pulzace
- **možný ohřev infuze**
- optické a akustické alarmy, tříúrovňový alarm okluze
- kapkový detektor, ultrazvukový detektor bublin
- podsvícený LCD displej s vysokým rozlišením
- rychlost dávkování: 0,1 ml/h až 1500 ml/h
- automatické uvolnění tlaku při alarmu okluze
- kontrola rychlosti dávkování
- možnost kalkulace dávek dle tělesné hmotnosti
- **snadná uživatelská kalibrace na jakýkoliv infuzní set**
- nastavitelné KVO
- vestavěné osvětlení infuzního setu pro noční provoz
- záznam historie dávkování (1000 záznamů)
- možnost upevnění na stojan (horizontální i vertikální)
- rozhraní RS 232, možnost bezdrátové komunikace
- síťové a bateriové napájení (bateriový provoz až 6 h)
- možnost napájení pomocí 12V DC
- možnost funkce přivolání sestry
- hmotnost: 2,5 kg



SN
SINO MDT

SINO SN-1800V

- snadná obsluha, vysoká kvalita
- podsvícený LCD displej s možností nastavení dávkování dle tělesné hmotnosti
- **snadná uživatelská kalibrace na jakýkoliv infuzní set**
- optické a akustické alarmy
- kapkový detektor
- nastavitelné KVO
- možnost napájení pomocí 12 V DC
- až 6 hodin provozu na akumulátor, volitelně i více
- rozměry 129 x 130 x 215 mm
- hmotnost 1,8 kg



SN
SINO MDT

Odsávačky

HERSILL V7

Kvalitní, výkonná a spolehlivá přenosná odsávačka, kterou lze použít díky své všestrannosti v nemocnicích, ambulancích, pro domácí péči a záchranné služby. Odsávačka je vhodná pro chirurgická, gynekologická a ORL oddělení.

Odsávačky s vysokým podtlakem: maximální průtok 14, 20 nebo 30L/min(dle typu odsávačky)

Odsávačky s nízkým podtlakem: nepřetržitý střídavý průtok 5l/min(typ odsávačky G7), speciálně vyvinutá odsávačka pro rány s drenáží.

Odsávačky V7 plus b, V7 plus b emergency and V7 mx jsou speciálně navrženy pro sanitky, přepravu a záchranné služby



KVALITA / VÝKON / PŘESNOST / SPOLEHLIVOST

- Ergonomický kryt z ABS plastu. Úchytný systém na zadní straně krytu obstal testován na zátěž 10G..
- Pistová odsávačka (V7g: membránová odsávačka). Všechny modely mají bezolejový a bezúdržbový agregát
- Otočný knoflík podtlaku (V7g: otočný knoflík programu a podtlaku)
- Rozsah podtlaku: 0-100kPa / 0-760 mmHg (V7g zobrazení podtlaku: 0-20kPa / 0-150mmHg)
- Voděodolné tlačítko ON/OFF s ochrannou krytkou
- Baterie: LED ukazatel stavu(u všech modelů)
- 1L polykarbonátová nádoba s pojistným ventilem proti přeplnění nebo jednorázové sáčky
- Bakteriální filtr a sací hadice(PVC 8x13mm / 2 m) součástí přístroje
- Yankauerova kanyla



HERSILL V7

	V7 ac	V7 dc	V7 plus ac	V7 plus dc	V7 plus b	V7 plus b emergency	V7 mx	V7 g
Nádoba PC1	5320201	5320211	5320251	5320251	5320261	5320281	5320236	5320271
Nádoba PC2	53220202	5320212	53220242	5320252	5320262	5320282	5320237	53220273
Příkon	220V(ac) 50Hz	12V(dc)	220V(ac) 50Hz	12V(dc)	12V(dc) Baterie	12V(dc) Baterie	240V(ac) 12V(dc) Baterie	240V(ac) 12V(dc) Baterie
Maximální sání	20 l/min	14 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min	5 l/min
Maximální podtlak	80 kPa 600 mmHg	85 kPa 562 mmHg	84 kPa 630 mmHg	84 kPa 630 mmHg	84 kPa 630 mmHg	84 kPa 630 mmHg	84 kPa 630 mmHg	20 kPa 150 mmHg
Výkon	250W	18W	120W	85W	85W	85W	160W(ac) 84W(dc)	35W(ac) 30W(dc)
Interní baterie					12V-4,5Ah Ac-Pb 65 min	12V-4,5Ah Ac-Pb 65 min	12V-4,5Ah Ac-Pb 65 min	12V-1,3Ah Ac-Pb 120 min
AC bateriové napájení							●	●
AC/DC bateriové napájení					volitelný	volitelný		
10G držák na stěnu a 12V napájení						●		
Kabel 12/24V		●		●	●	●	●	●
Bakteriální filtr	●	●	●	●	●	●	●	●
Hlučnost	49 ± 1,5dB (AS) / 1 m							
Váha	3 Kg	2,2 Kg	3,5 Kg	2,5 Kg	4,2 Kg	4,2 Kg	4,5 Kg	2,5 Kg
Rozměry	výška			šířka		hloubka		
	250 mm			395 mm (nádobu PC1) 428 mm (nádobu PC2)		160 mm		
Potřebný prostor pro uchycení v záchraně	290 mm			395 mm (nádobu PC1) 428 mm (nádobu PC2)		168 mm		
Rozměry balení	460 x 210 x 290 mm (Š x H x V)							

Odsávačky

HERSILL EuroVac H-90

Chirurgická odsávačka EuroVac H-90 je nová generace odsávaček do společnosti Hersill. Tato odsávačka vyniká svým výkonem, kterým se zařadila mezi nejvýkonnější odsávačky na trhu. EuroVac H-90 je určena pro odsávání při chirurgických zákrocích, endoskopických, porodech, kosmetických operacích (liposukce) a uvolňování dýchacích cest.



KVALITA / VÝKON / PŘESNOST / SPOLEHLIVOST

- odolná odsávačka díky polypropylenovému šasi
- 4 integrované 80mm kolečka pro pohodlný přesun, dvě kolečka jsou opatřena brzdami a jedno je antistatické
- dvoupístová bezolejová, bezúdržbová odsávačka s výkonem až 90 L/min.
- 2x polysulfonové 4 L autoklávovatelné nádoby na sekret
- Otočný knoflík pro výběr nádoby (levá, práva) a třemi filtry pro každou nádobu
- On / Off vypínač a otočný knoflík pro přesnou regulaci vakua
- manometr pro přesné nastavení podtlaku: (0-100 kPa / 0-760 mmHg / 0-14,7 Psi)
- Ovládání odsávačky nohou pomocí pedálů (zapnutí / vypnutí, a regulace tlaku)
- 3m odsávací PVC hadice (Ø8 mm vnitřní - Ø15 mm vnější)
- maximální sání: 91 L/min (60 Hz)
- maximální podtlak: 93 kPa – 933 mbar – 700 mmHg
- hlučnost: 50 ±1,5 dB (A) 1m
- výkon: 300 W
- napětí: 200 – 240 V (50-60 Hz)
- rozměry: 900 x 500 x 470 mm
- váha: 24,5 kg
- normy: EN ISO 10079-1:1999 - 93/42/CEE. Class IIb - EN 60601-1: Class I, Type BF, IPX1



ALWIL Medical s.r.o.

V Podhájí 776/30 • 400 01 • Ústí nad Labem • Czech Republic
tel. +420 475 210 451 • fax: +420 475 209 183 • info@alwilmedical.com

www.alwilmedical.com